

フルーツプライマー反応性リスト

食品名		りんご検出用 プライマー	もも検出用 プライマー	キウイ検出用 プライマー
果物	リンゴ	+※1	—	—
	モモ	—	+※2	—
	キウイフルーツ	—	—	+※3
	イチゴ	—	—	—
	ラズベリー	—	—	—
	スモモ	—	—	—
	アンズ	—	—	—
	サクランボ	—	—	—
	ウメ	—	—	—
	アーモンド	—	—	—
	プルーン	—	—	—
	西洋ナシ	—	—	—
	ナシ	—	—	—
	ビワ	—	—	—
	サンザシ	—	—	—
	ジューンベリー	—	—	—
	カリン	—	—	—
	マルメロ	—	—	—
	アロエ	—	—	—
	パイナップル	—	—	—
	パパイヤ	—	—	—
	オレンジ	—	—	—
	温州ミカン	—	—	—
	メロン	—	—	—
	カキ	—	—	—
	イチジク	—	—	—
	マンゴー	—	—	—
	バナナ	—	—	—
	アボガド	—	—	—
	ブルーベリー	—	—	—
ブドウ	—	—	—	
果物外	コメ	—	—	—
	ダイズ	—	—	—
	トウモロコシ	—	—	—
	コムギ	—	—	—
	ジャガイモ	—	—	—
	ニンジン	—	—	—
	タマネギ	—	—	—
	ハクサイ	—	—	—
	ホウレンソウ	—	—	—
	キュウリ	—	—	—
	トマト	—	—	—

【検証に用いた品種】

※1 ふじ、王林、ジョナゴールド、紅玉、陸奥

※2 もも(白鳳、川中島白桃、黄金桃)、ネクタリン(フレアトップ、秀峰)、蟠桃

※3 キウイフルーツ(ヘイワード、ホート16A、さぬきゴールド)、サルナシ(一才)
キウイフルーツとサルナシの交配種(香粹、信山)

サルナシは、キウイフルーツと同じマタタビ属に属する近縁植物です。サルナシの果実や、サルナシとキウイフルーツの交配で得られた果実は、食品としても使用されています。

- ・ 検査結果を判定する場合には、製造記録などと合わせ、総合的にご判断頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 品種、産地等により結果が変動する可能性があります。
- ・ 測定条件は、取扱説明書に従いました。