

平成 21 年 12 月 7 日

お客様各位

「モリナガ FASPEK 卵測定キット」取扱説明書 誤表記のお詫び

株式会社 森永生科学研究所



謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社商品に格別のご愛顧を賜り心より御礼申し上げます。

さて、モリナガ FASPEK 卵測定キットの取扱説明書（第 4 版）に誤りがありましたので、下記のように訂正いたします。お客様におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

謹白

—記—

11 ページ<測定のフローチャート>（一次反応）中

誤	□洗淨(250~3000 μ L/ウェル、6回)
正	□洗淨(250~300 μ L/ウェル、6回)

(連絡先)

株式会社 森永生科学研究所 営業部

電話番号：045-791-7673 (代表)

e-mail：info@miobs.com