

ファスマック 受託シーケンス解析 レンタル解析サービス **拡充!**

「共通機器が混み合っている際に泳動のみ依頼したい」、「特殊な条件でのシーケンス反応を行っている」、「シーケンス反応産物の泳動をより安く、早く行いたい」・・・というお客様のための解析プランです。
★BigDye Terminator v3.1/v1.1 Cycle Sequencing Kit を使用したサンプルのみ対応しております。

レンタル解析 **1run よりご依頼可能、サンプル長によってお使い分けいただけます。**

サービス	解析料金	泳動時間	納期
レンタル	¥1000/run	2hr*2	サンプル受領後 翌営業日*3 (最短当日)
New レンタルLite	¥400/run	1hr*2	
New レンタルプレート	¥200/run*1	1hr*2	

BigDye v3.1(v1.1)にて反応後、精製・乾燥したサンプルを遮光し、クール便にてご送付ください。
(インジェクションバッファー溶解後、ヒートショック不要の場合は事前にお知らせください。)

セミレンタル解析 **エタノール沈澱など、手間がかかる精製は行いたくないお客様へ・・・**

価格 ¥24000/1プレート
(1run あたりの参考価格：¥250)

納期 サンプル受領後
翌営業日*3

BigDye v3.1(v1.1)にて反応済サンプルプレートを遮光し、冷凍便にてご送付ください。
弊社にて BigDye XTerminator 精製 Kit を用いサンプル精製後、3730xl シーケンサーにて 1時間*4 の泳動を行い、データをご報告いたします。

※1 48 サンプル以下は一律 ¥9600 となります。
※2 (解読保証 base 数 / ご提供 base 数) 2 時間 run : 700-800base/1000base。1 時間 run : 600-700base/800base。
※3 レンタルプレート、セミレンタル解析につきましては、3 プレートまで同一納期にて解析いたします。4 プレート目以降、納期加算となります。
※4 2時間泳動オプション +¥5000 にて承ります。

Webサイトより簡単にご依頼いただけるようになりました。

<受託サービスログインサイト>
<https://www.bio.fasmac.co.jp/FasmacWebSystem/ja-JP/Account/Login.mvc>



※お問い合わせは「seqsupport@fasmac.co.jp」へお気軽にご連絡ください。

